

Un lecteur engagé et concentré

1. PRÉSENTATION DES OBJECTIES VISÉS ET RÉVISIONS

« Aujourd'hui, nous allons observer comment se comporte un lecteur concentré dans sa lecture. »

➤ Accrocher l'étiquette LECTEUR ENGAGÉ dans le menu DÉCLIC.

2. PRATIQUE GUIDEE

Choisir deux élèves. « Montrez-moi à quoi ressemble un lecteur désintéressé qui n'est pas concentré sur ce qu'il lit. Maintenant, montrez-moi à quoi ressemble un lecteur concentré et engagé. Quelles différences peut-on voir entre ces deux lecteurs? » (Faire semblant de lire, quelle posture? Comment améliorer sa concentration?...) Les noter au tableau. Ensuite, montrer l'affiche « l'anatomie d'un lecteur » qui montre la posture d'un lecteur concentré. Lire ensemble et discuter sur chaque élément.

3. PRATIQUE AUTONOME

« Maintenant, dites-moi quel lecteur vous envisagez être aujourd'hui? »

➤ Fiche élève ANATOMIE D'UN LECTEUR à ranger à la fin du lutin de lecture.



L'anatomie d'un lecteur

l'anatomie d'un lecteur



